

# Ethanol Disinfection

## Engangsklude med ethanol og tensid



Varenr.: 25067

Varenr.: 25069

**Rengøring desinficerer i et trin**  
**Hurtigt virkende**  
**Nem at anvende**  
**Effektiv mod Norovirus**

### Anvendelsesområder

Engangsklude til rengøring og desinfektion i en arbejdsgang. Kludene anvendes til aftøring af overflader, og kontaktpunkter på forskeligt udstyr.

Indvirkningstid mod vegetative bakterier gærsvampe og virus er 1 minut i henhold til Europæiske standarder.

Testrapport og dokumentation for desinfektionseffekt mod Norovirus ved 30 sek indvirkning kan rekvireres.

### Ekspert vurderinger

Jvf. udtalelse fra CEI, december 2011 kan Wet Wipe Ethanol Disinfection anvendes til desinfektion af overflader, hvor der ønskes en reduktion af bakterie eller svampemængde, samt til desinfektionsopgaver ved Norovirus.

### Bemærk

Wet Wipes engangsklude med ethanol klassificeres i henhold til ADR som UN3175 dvs. fast stof med indhold af brandfarlig væske. Dette betyder, at kludene er mindre brandfarlige end flydende ethanol produkter og kludene er derfor undtaget for Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring og håndtering af brandfarlig væske.

Engangskludene produceres i to størrelser; maxi og mini.

Varenr. 25067: Ethanol Disinfection Maxi  
Karton á 12 pakker  
1 pakke indeholder 20 klude, 43×30 cm

Varenr. 25069: Ethanol Disinfection Mini  
Karton á 20 pakker  
1 pakke indeholder 25 klude, 20×30 cm

### Indhold

Ethanol 80,0 %  
Tensid < 0,1 %

Netto indholdet i en pakke er under 1 kg, som betyder at produktet kan transporteres uden farlig gods begrænsninger. Karton er derfor opmærket med LQ label.

Produceret i Tyskland. Sikkerhedsdatablad og brugsvejledning kan rekvireres.

**Husk altid at læse brugsvejledningen før brug.**

### Wet Wipe A/S

Vallensbækvej 65 DK-2625 Vallensbæk  
Tel: +45 43 62 19 43 Fax: +45 43 62 19 23  
info@wetwipe.dk www.wetwipe.dk

CVR: 30207726

67-058, DA, Ver. 5  
Dec 2015

**wetwipe®**