

PHMB Disinfection

Engangsklude med desinfektions- og rengøringsmiddel



Varenr.: 90153



Varenr.: 90133

Rengører og desinficerer i én arbejdsgang
Forhindrer krydskontaminering under rengøring
Nem at anvende

Anvendelsesområder

Engangsklude til rengøring og desinfektion i én arbejdsgang. Kludene anvendes på til desinfektion af overflader, og kontaktpunkter på forskelligt udstyr.

Indvirkningstid mod vegetative bakterier, gærsvampe og kappebærende virus 1 min.

Kluden absorber bakterier effektivt under aftørring, hvilket minimerer risikoen for smittespredning i miljøet når desinfektionen fejler.

Ekspert vurderinger

Jvf. udtalelse fra CEI, november 2013 kan Wet Wipe PHMB Disinfection anvendes til desinfektion af overflader, hvor der ønskes en reduktion af bakterie eller svampemængde.

Engangsklude som er klar til brug sikrer korrekt dosering af desinfektionsmiddel hver gang. Ingen unødvendig udledning af biocider til spildevand.

Engangskludene produceres i to størrelser; maxi og mini.

Varenr.: 90153. PHMB Disinfection Maxi
Karton á 12 pakker
1 pakke indeholder 20 klude, 43×30 cm

Varenr.: 90133. PHMB Disinfection Mini
Karton á 20 pakker
1 pakke indeholder 25 klude, 20×30 cm

Biocidindhold

Polyhexamethylen biguanid (PHMB), Alkyldimethyl benzylammonium klorid, Didecyl ammonium klorid.

Kludene har en pH-værdi på ca. 8 og er uden farvestoffer og parfume.

Produceret i Tyskland. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

Husk altid at læse brugsvejledningen før brug.

Wet Wipe A/S

Vallensbækvej 65 DK-2625 Vallensbæk
Tel: +45 43 62 19 43 Fax: +45 43 62 19 23
info@wetwipe.dk www.wetwipe.dk

CVR: 30207726

90-052, DA, Ver. 6
Mar 2015

wetwipe®